IEE3773 - Laboratorio de resonancia magnética

Estimación de mapas T1 y T2¹²

Objetivos

- Aprender distintas maneras de reconstruir mapas T1 y T2.
- Aprender el comportamiento de la magnetización en adquisiciones Inversion-Recovery, Look-Locker y Multi-Echo.

Observación 1: En al menos uno de los mapas a estimar (puede ser en la Parte 1 o Parte 2) debe realizar un ajuste por mínimos cuadrados de los datos a las expresiones de evolución de la magnetización, esto es, usted debe programar el ajuste de los datos (sistema matricial e inversión)³.

Observación 2: Para todas las simulaciones, el objeto a simular está compuesto de 4 cilindros, los cuales contienen distintos valores de T1 y T2 (ver figura al final de la página).

Observación 3: En todas las expresiones para la simulación de las imágenes se asumió que la magnetización en el equlibrio térmico era $M_0 = 1$.

Parte 1

La señal adquirida con las secuencias inversión-recuperación (IR) y Look-Locker (LL) está dada por:

$$I_k = DR \exp(-t_k/T1) + \beta, \tag{1}$$

donde $t_k = (k-1)\tau$ representa el tiempo en el que se adquiere el frame k (con $k = 1, \dots, N$), τ el paso de timepo y

$$DR = \begin{cases} -2 \exp(-t_k/T1), & \text{para la secuencia IR,} \\ -\frac{1-u}{1-uv} \left(\frac{v(1-(uv)^{N-1})}{1+v(uv)^{N-1}}\right) \sin(\alpha), & \text{para la secuencia LL,} \end{cases}$$
 (2)

$$\beta = \begin{cases} 1 + \exp(-TR/T1), & \text{para la secuencia IR,} \\ \frac{1 - u}{1 - uv} \sin(\alpha), & \text{para la secuencia LL.} \end{cases}$$
 (3)


En las expresiones anteriores $u = \exp(-\tau/T1)$ y $v = \cos(\alpha)$ (con α el flip angle). Para la secuencia LL, deben reemplazar T1 por $T1_{eff} = \tau/(\tau/T1 - \ln(\cos \alpha))$.

Similarmente, para una secuencia Multi-Echo la señal adquirida está dada por

$$I_k = \exp(-TE_k/T2),\tag{4}$$

donde TE_k denota el k-ésimo tiempo de echo.

- 1. Considerando el fantoma que se muestra en la Figura 1, simule una adquisición IR y LL. Muestre ejemplos de las imágenes obtenidas y curvas de evolución de la magnetización a lo largo del tiempo. A partir de dichas simulaciones, estime el mapa T1 asociado a cada una de las secuencias. Realice un análisis de sensibilidad variando el número de frames (pasos de tiempo) obtenidos para calcular el mapa.
- 2. Simule una adquisición multi-eco y estime el mapa T2 asociado. Realice un análisis de sensibilidad variando el número de imágenes obtenidas para calcular el mapa.
- 3. Para cada una de las simulaciones, agregue ruido a la señal e indique como se comportan los mapas frente a distintas variaciones de ruido.



Cilindro	1	2	3	4
$ \begin{array}{c c} \hline T1 \text{ [ms]} \\ T2 \text{ [ms]} \end{array} $	1000	1500	850	500
	200	300	50	20

Figure 1: Representación de los cilindros y sus respectivos valores de T1 y T2.

Parte 2

En el repositorio del curso se encuentran los raw-data de un corte axial de un cerebro de un voluntario sano, adquirido con una bobina de 8 elementos utilizando las secuencias de Look-Locker y Multi-echo. A partir de los raw-data:

- 1. Reconstruya las imágenes I_{LL} (Look-Locker) y I_{ME} (multi-eco) para cada TE utilizando SENSE para combinar las bobinas.
- 2. Reconstruya el mapa T1 utilizando la imagen I_{LL} . Indique qué modelo para la magnetización utilizó para el ajuste de los datos y muestre sus resultados.
- 3. Reconstruya el mapa T2 a partir de la imagen I_{ME} . Indique qué modelo de la magnetización utilizó y muestre sus resultados.
- 4. Para cada una de las reconstrucciones, realice un análisis de sensibilidad reduciendo el nmero de muestras en el tiempo. Indique qué sucede con los resultados.
- 5. Compare los resultados obtenidos con valores de T1 y T2 descritos en la literatura⁴.

¹Look, D. C., and Locker, D. R. (1970). Time saving in measurement of NMR and EPR relaxation times. Review of Scientific Instruments.

²Tener siempre presente que estos valores cambian dependiendo de la intensidad del campo magnico principal del scanner.

³Puede revisar el repositorio de github del curso para encontrar una página de referencia.