IEE3773 - Laboratorio de resonancia magnética

Imágenes de velocidad (contraste de fase)

Objetivos

- Entender cómo se adquieren y se ordenan los datos adquiridos en una secuencia de contraste de fase.
- Aprender a reconstruir imágenes de velocidad utilizando contraste fase.

El archivo raw.mat contiene las variables lab y raw. La primera posee la información sobre cómo fueron adquiridos los datos:

- La primera y segunda columna corresponde a k_y y k_z .
- La tercera columna contiene información sobre el tiempo de cuando fue adquirida la línea del espacio k en un ciclo cardiaco.
- La cuarta columna entrega información de si los datos fueron adquiridos correctamente o rechazados por algún motivo (arritmia por ejemplo). Si el valor de esta columna es 0, los datos fueron correctamente adquiridos.
- La sexta fila entrega información sobre la fase cardíaca.

La viariable raw contiene los datos de cada línea del espacio k organizados de acuerdo a los labels:

- La primera dimensión contiene los puntos adquiridos en k_x .
- La última dimensión corresponde al número de bobinas.

Dado lo anterior:

- 1. Re-ordene los datos para obtener el espacio k adquirido por cada bobina.
- 2. A partir del espacio k, reconstruya las imágenes utilizando los métodos de diferencia de fase y diferencia compleja (ambos descritos en Bernstein et al¹).
- 3. Para la reconstrucción obtenida utilizando diferencia de fase, implemente y aplique el filtro de reducción de ruido y algoritmo de corrección de fase descritos en Walker et al².
- 4. Compare las imágenes y velocidades obtenidas con y sin filtro de reducción de ruido, y con y sin corrección de fase para cada dirección de velocidad.

¹Reconstructions of phase contrast, phased array multicoil data. MRM. 1994.

²Semiautomated method for noise reduction and background phase error correction in MR phase velocity data. JMRI. 1993.